

## AED ケース内に三角巾を配置しました。

プライバシーの配慮、骨折や創傷の手当にご利用ください。



人にかぶせてお使いください

## 服をすべて脱がさなくても、AED は使用できます！


パッドを

**素肌に直接貼り付ける**

ことができている場合は、**ブラジャーを外す必要はありません。**

服の下で下着をずらして、  
**右の鎖骨の下と**  
**左のわき腹のあたりに**  
貼ることで対応できます。

AEDのパッドに描かれている  
イラストをご参照ください。



**金属製品** (ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等) は**パッドに触れさせない**ようにしてください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。



パッドを貼った後に、上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です